

## 1626380 - Poches à perfusion sous pression - 1000 ml - 1 pc



### Déscription

Les **sacs de pression pour thérapie intraveineuse** de **Dahlhausen** sont spécialement conçus pour **un usage unique par patient** et conviennent aux poches de perfusion jusqu'à **500 ml ou 1000 ml**. Ils favorisent une administration contrôlée et efficace des liquides dans divers environnements de soins.

#### Caractéristiques principales & avantages :

- **Pour un seul patient** : Réduit le risque de contamination croisée.
- **Affichage précis de la pression**
- **Capacité flexible** : Convient aux poches de perfusion de 500 ml et 1000 ml.
- **Design convivial** : Application rapide et facile en soins aigus ou traitements de routine.
- **Non compatible IRM** : Ne convient pas à une utilisation en environnement IRM.

#### Idéal pour :

- Médecins généralistes
- Services d'urgence
- Centres de physiothérapie et de rééducation
- Soins à domicile
- Services hospitaliers

Assurez une perfusion sous pression sûre et efficace lors de la réanimation liquidienne ou de l'administration de produits de contraste avec cette solution fiable à usage unique.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	Nylon, PVC, ABS, PC, POM, Acier
<b>sku</b>	1626380
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce