

**1547039 - Ceinture abdominale et pelvienne sécurisée renforcée -
S/M - 60-110 cm - 1 pc**



Déscription

Identique à la ceinture lit RFB09115 - 09140, elle dispose d' une partie pelvienne intégrée, ce qui évite au patient de glisser vers le bas et assure de ce fait une sécurité supplémentaire. Elle peut s'utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300.
Option nécessaire: 3 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB09115P
Options nécessaires	3 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	14 cm
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard