

## 1574143 - Support mural en plastique Prima 45 cm - nervures antidérapantes - 1 pc



### Déscription

Barre d'appui en plastique support mural en plastique 45 cm avec stries antidérapantes qui offrent une prise ferme, même avec les mains mouillées. Les supports sont fixés avec des vis recouvertes de petites plaques de protection. La charge maximale est de 160 kg, la tige est solide avec un noyau en aluminium. La version incurvée est principalement applicable pour être placée dans les toilettes. Il est important que le substrat soit propre et sec lors de la fixation des supports.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Poignée : plastique, tige avec âme en aluminium
<b>Angle de pliage de 60°</b>	Non
<b>sku</b>	1574143
<b>Appui mural</b>	450 mm
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux droits
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce