

1574143 - Support mural en plastique Prima 45 cm - nervures antidérapantes - 1 pc



Déscription

Barre d'appui en plastique support mural en plastique 45 cm avec stries antidérapantes qui offrent une prise ferme, même avec les mains mouillées. Les supports sont fixés avec des vis recouvertes de petites plaques de protection. La charge maximale est de 160 kg, la tige est solide avec un noyau en aluminium. La version incurvée est principalement applicable pour être placée dans les toilettes. Il est important que le substrat soit propre et sec lors de la fixation des supports.

Spécifications

Angle de pliage de 60°	Non
Composition	Poignée : plastique, tige avec âme en aluminium
sku	1574143
Appui mural	450 mm
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux droits
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce