

## 1609845 - Fred Easy G2 Fully-automatic - Anglais



### Déscription

Le défibrillateur entièrement automatique **Schiller** Fred Easy G2 guide les intervenants à chaque intervention et complète chaque trousse d'urgence.

Le défibrillateur entièrement automatique est agréable à utiliser pour effectuer des réanimations et délivre automatiquement un choc si nécessaire. Fred Easy G aide à effectuer la réanimation cardio-pulmonaire.

#### Avantages:

- Écran tactile de 5 pouces
- Assistance à la réanimation: métronome; FreeCPR, capteur LifePoint
- Mode intégré: mêmes électrodes pour adultes et enfants
- Disponible en 3 langues: néerlandais, français, anglais
- USB, Wi-Fi, Bluetooth
- LifeDataNet G2: Visualisez les DAE sur une carte, vérifiez leur état, effectuez des mises à jour logicielles à distance

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1609845
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Pièce