

1546233 - Linido châssis suspendu pour assise douche - inox/blanc - 1 pc



Déscription

Châssis suspendu pour assie douche qui s'accroche facilement sans outils. Ne peut être utilisé que sur les supports muraux Ergrogrip Ll2611.060, Ll2611.70, Ll2611.080, sur le support mural à 90° Ll2611.015 et Ll2611.025. Convient aux sièges de douche Ll2202.200 et Ll2203.200.



Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2216.0014-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Non
sku	1546233
Catégorie assise de douche	Accessoires assise de douche
Couleur	Inox/blanc
Poids max. de l'utilisateur	n/a
Type d'emballage	Pièce