

## 1546233 - Linido châssis suspendu pour assise douche - inox/blanc - 1 pc



### Déscription

Châssis suspendu pour assise douche qui s'accroche facilement sans outils. Ne peut être utilisé que sur les supports muraux Ergrogrip LI2611.060, LI2611.70, LI2611.080, sur le support mural à 90° LI2611.015 et LI2611.025. Convient aux sièges de douche LI2202.200 et LI2203.200.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2216.0014-02
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Non
<b>sku</b>	1546233
<b>Catégorie assise de douche</b>	Accessoires assise de douche
<b>Couleur</b>	Inox/blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	n/a
<b>Type d'emballage</b>	Pièce