

1017014 - Filet tubulaire élastique - main/poignet/avant-bras - taille 1 - 1,6 cm x 25 m - 1 pc



Déscription

Bastos Viegas filet tubulaire élastique qui limite les mouvements et offre ainsi un haut niveau de confort. Le bandage net a des coupes simples et peut être appliqué sur différentes parties du corps, même les zones difficiles d'accès. Avec plus de 300% d'élasticité dans la longueur, l'élasticité dans la largeur est 10 fois supérieure à la largeur d'origine. En longueur étirée, le pansement mesure 25 m, lorsqu'il n'est pas étiré, 7 m de longueur. Le matériau est composé de polyamide et de polyuréthane.

Spécifications

Marque	Bastos Viegas
Stérile	Non
sku	1017014
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	1,6 cm x 25 m
Type d'emballage	Pièce