

1000454 - Safeclip - coupe aiguilles - 1 pc



Déscription

Le coupe aiguilles et de stockage des aiguilles BD Safe-Clip™ vous permet de retirer facilement et en toute sécurité les aiguilles des seringues à insuline et des stylos, en les conservant dans le clippage.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | BD |
| Normes | EN 980:2008; EN 1041:2008; EN ISO 10993 series; EN ISO 13485:2012; EN ISO 14971:2012; EN ISO 22442-1:2007; EN ISO 14155:2011; EN ISO 62366: 2008 |
| Sans latex | Oui |
| sku | 1000454 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |