

1544100 - Renol sangles poignets pour fauteuil roulant - paire



Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Renol |
| SKU leverancier | RFW16025 |
| Options nécessaires | Ne s'applique pas |
| Normes | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| sku | 1544100 |
| Catégorie de fixation | Ceintures |
| Fermeture | Velcro |
| Largeur ceinture | Ne s'applique pas |
| Largeur sangles | Ne s'applique pas |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille de fixation | S – M |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de fixation | Fixation poignet |
| Usage de la fixation | En chaise roulante |