

## 1517222 - Adult Standard Nasal Cannula - Non Flared Tip - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les solutions d'oxygénothérapie AirLife de Vyair offrent une variété de canules nasales, y compris des styles d'échantillonnage du CO<sub>2</sub> en fin d'expiration (ETCO<sub>2</sub>), des coussinets souples et des couvertures en mousse. Ces canules nasales sont dotées d'un coussin souple et transparent qui soutient les branches nasales pour optimiser le confort du patient. Les canules à coussin sont disponibles dans des tailles allant du nouveau-né à l'adulte avec une variété de longueurs de tubes à oxygène.

Les canules nasales standard AirLife sont dotées d'une plaque labiale angulaire et flexible, qui assure le confort à l'extrémité de la région nasale, avec des embouts biseautés pour un bord plus doux. Les canules jetables sont incurvées et sont disponibles avec des embouts évasés ou non évasés. Elles sont emballées séparément avec différentes longueurs de tube à oxygène.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517222
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive