

1576547 - COMPASS 540 - Trunk Extension/Flexion



Déscription

Entraînement de force pour le torse avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg avec des incréments de 5 kg. Il est possible de régler la longueur du bras de levier et la profondeur de l'assise. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1576547
Modèle	Trunk Extension/Flexion
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce