

1627173 - BD Q?Syte™ Connecteur sans aiguille – dispositif autonome –1 x 50 pcs



Déscription

Le connecteur sans aiguille BD Q?Syte™ offre une sécurité optimale grâce à son septum fendu conçu pour réduire efficacement les infections liées aux cathéters.

Conforme aux recommandations du CDC et de l'INICC, il garantit une protection renforcée tout en simplifiant les soins.

Sa conception intuitive permet une utilisation fiable et rapide, idéale pour les environnements cliniques exigeants où la sécurité du patient et du personnel est essentielle.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	385100
sku	1627173
Stérile	Oui
Aiguille de sécurité	Non
Mécanisme de sécurité	Non
Type d'emballage	Boîte