

## 1543956 - Renol protecteur de main - rigide - avec séparation des doigts - 1 paire



### Déscription

Surface en coton reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur est recouvert d'un filet permettant à la peau de respirer aisément. Le patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Indiqué pour les patients agités ou enclins à l'automutilation. Ce modèle RCP01236 a une séparation cousue entre la pouce et les doigts qui laisse toutefois au malade la liberté de bouger. Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, en l'occurrence à l'aide de sa bouche, 2 anneaux sont prévus pour y insérer une serrure. Lavable en machine.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCP01236
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543956
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Paire