

1560299 - SONOPULS 190 - 2 têtes à ultrason (grande + petite)



Déscription

Un appareil de traitement par ultrasons avec un design compact, ergonomique qui font de ce petit appareil un gros atout thérapeutique et financier pour le thérapeute. Le Sonopuls 190 est également disponible en combiné avec le pack STATUS mains-libres (Sonopuls 190s).

L'ultrasonothérapie est une méthode de traitement efficace et approuvée, indiquée dans bon nombre de pathologies. Afin de simplifier le choix du traitement, le Sonopuls 190 possède plusieurs protocoles pré-programmés en mémoire. Ceux-ci sont fondés sur des tests cliniques et vous offrent des instructions précises tout en paramétrant automatiquement l'appareil en vue du traitement.

Avantages

- 2 fréquences de traitement : 1 et 3 Mhz
- Modes continu et pulsés
- 22 protocoles pré-programmés + 20 programmes libres
- Ecran TFT couleur, tactile
- Tête de traitement 5 cm² et/ou 1cm², ergonomique
- Contrôle de contact lumineux
- Zones de thérapie en couleur, planches anatomiques couleur sur les différents traitements
- Utilisation à domicile ou au cabinet (avec sacoche de transport)

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1560299
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce