

1560762 - TL 20 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



Déscription

La taille compacte de la lampe lumière du jour avec la technologie LED à économie d'énergie convient à la maison et au bureau et est exempte de rayons UV. Avec une intensité lumineuse de 10 000 lux (distance 10 cm).

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 21 cm, H 2 cm, L 13 cm
SKU leverancier	60803
Puissance	7.2 W
Distance	10 cm
Intensité lumineuse	10000 lux
sku	1560762
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce