

1351646 - Pompe à perfusion OTCI SS835 - Néerlandais



Déscription

Le système de perfusion avancé Terufusion de Terumo propose des pousse-seringues précis pour une utilisation sûre, sans charge supplémentaire pour le professionnel de santé. Ils combinent des technologies de pointe avec une facilité d'utilisation pour faciliter l'amélioration des résultats pour les patients. Grâce à des technologies de pointe, les pompes Terufusion™ (Smart) facilitent la gestion facile et sécurisée des médicaments, offrent des capacités de perfusion améliorées et permettent l'intégration des réseaux hospitaliers.

Les professionnels de santé ont besoin de voir les informations importantes de manière efficace, correcte et rapide. Les informations tout-en-un sur un grand écran couleur aident les professionnels de santé à recevoir toutes les informations importantes de manière correcte et efficace. Au quotidien, les professionnels de la santé travaillent avec de nombreux types de médicaments et de régimes de dosage différents, ce qui peut entraîner une erreur. L'utilisation de la bibliothèque de médicaments Terufusion peut contribuer à réduire ce risque. Les types de médicaments peuvent être définis à l'aide d'une étiquette de couleur qui s'affiche à l'écran.

Les professionnels de la santé doivent pouvoir voir en un clin d'œil quelle alarme ou quel avertissement a été activé. Grâce à des couleurs et des illustrations réalistes, la pompe Terufusion™ permet de différencier instantanément la haute (rouge) et la basse (jaune) priorité des alarmes. Les alarmes rouges nécessitent une intervention immédiate tandis que les indications jaunes informent de se préparer à une action dans un avenir (plus) proche.

Spécifications

Marque	terumo_infusion
sku	1351646
Réglementation Européenne	2014/53/EU
Type d'emballage	Pièce