

1509486 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds54 - 1 tuyau - brassard velcro - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre DS54 de Welch Allyn est un tensiomètre robuste et résistant aux chocs grâce à la technologie DuraShock. Le tensiomètre est également résistant aux chocs et aux impacts et résiste aux chutes sans perturber l'étalonnage.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1509486
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes