


1561356 - ETHILON™ fil de suture 3/0 - 19 mm - 75 cm - EXN 31 - 1 x 36 pcs



Déscription

La suture est un fil monofilament chirurgical stérile non résorbable. La suture ETHILON™ est teintée en noir pour améliorer la visibilité dans les tissus. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la ligature des tissus mous, y compris pour les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

Avantages

Monofilament

Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	EH7797BH
Composition	Polyamide
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
sku	1561356
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	3/0
Longueur aiguille	19 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte