

## 1533361 - Manchette bras Hydroven 3 - 3 compartiments - 78 cm - 1 pc



### Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Circonférence épaule</b>	62 cm
<b>Circonférence de la main</b>	44 cm
<b>sku</b>	1533361
<b>Longueur</b>	78 cm
<b>Membre</b>	Bras
<b>Nombre de compartiments</b>	3 compartiments
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'accessoire</b>	Brassard
<b>Type d'appareil</b>	Hydroven
<b>Type d'emballage</b>	Pièce