

1508294 - WelchAllyn set d'otoscope pocketscope avec poignée et étui souple - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

L'Otoscope Welch Allyn PocketScope™ est petit, pratique et efficace à utiliser avec une lumière halogène blanche brillante et une lampe à gorge intégrée. L'optique en fibre de verre fournit une lumière froide sans éblouissement ni obstruction. L'objectif grand angle permet l'instrumentation sous grossissement. Fonctionne avec des piles AA.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope Pocketscope - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; étui souple
Taxe Bepat	0.05 EUR
sku	1508294
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V