

## 1508294 - WelchAllyn set d'otoscope pocketscope avec poignée et étui souple - 2,5v - halogène - 1 pc



### Déscription

L'Otoscope Welch Allyn PocketScope™ est petit, pratique et efficace à utiliser avec une lumière halogène blanche brillante et une lampe à gorge intégrée. L'optique en fibre de verre fournit une lumière froide sans éblouissement ni obstruction. L'objectif grand angle permet l'instrumentation sous grossissement. Fonctionne avec des piles AA.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Inclus dans le produit</b>	Tête d'otoscope Pocketscope - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; étui souple
<b>sku</b>	1508294
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Catégorie otoscopes</b>	Set d'otoscope
<b>Illumination</b>	Halogène
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée non rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille de poche
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	2,5 V