


1603844 - BD™ Venflon Pro Safety - cathéter avec ailettes et port d'injection - 18G x 2" - vert - 50 pcs



Déscription

BD™ cathéter de sécurité BD™ Venflon Pro avec ailettes et port d'injection pour les transfusions sanguines et l'administration de médicaments. La pointe de l'aiguille est munie d'un protecteur de pointe d'aiguille qui s'active lorsque l'aiguille en acier est retirée. Il recouvre la pointe de l'aiguille en acier et protège contre les accidents de perforation.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	393227
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Raccord du cathéter: polypropylène• Raccord de l'aiguille: polypropylène• Bouchon de contrôle du débit: polypropylène• Bouchon: polypropylène avec master batch• Capuchon de protection à code couleur: polypropylène avec master batch blanc• Raccord de protection: polyéthylène basse densité• Valve: méthylvinylpolysiloxane• Tube du cathéter: polyuréthane Vialon• Tube cathéter: polyétherimide• Canule: acier inoxydable• Rêvetement en silicone: polydiméthylsiloxane
sku	1603844
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
Normes	EN ISO 13485
Débit	103 milliliter per minute
Stérile	Oui
Couleur	Vert
Dimensions	18G x 2"
Dimensions en mm	1,3 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte