


## 1106583 - Clinitest HCG - test de grossesse - 25 pcs



### Déscription

Le test de grossesse CLINITEK hCG vous permet d'obtenir des résultats rapides, faciles à lire et à rapporter, ce qui vous évite de vous poser des questions sur les résultats et de devoir les interpréter. Appliquez l'échantillon du patient et laissez votre analyseur CLINITEK Status@+ faire le reste.

Test instrumental qualitatif pour la détection précoce de la grossesse, à utiliser sur la famille d'analyseurs CLINITEK Status.

Fournit un indicateur pour les résultats dans la gamme "indéterminée" où un test de confirmation est important pour interpréter la signification d'un faible niveau de hCG dans les tests qualitatifs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Siemens
<b>sku</b>	1106583
<b>Type d'emballage</b>	Pièce