

1601368 - Pied roulant lesté pour lampe loupe - 1 pc



Déscription

Support mobile d'un diamètre de 53 cm avec 5 roues pour une grande stabilité, doté d'une structure en acier lisse revêtue d'époxy, ce qui facilite le nettoyage. La partie roulante ne comporte pas de cavités ni de rainures, ce qui est idéal pour un nettoyage efficace et une absorption réduite de la poussière, très souhaitable dans les cliniques et les centres de soins. La partie supérieure du statif est réglable en hauteur pour un ajustement idéal et précis de la lampe pour une grande variété de procédures médicales.

Spécifications

Marque	lid
sku	1601368
Type d'accessoire lampe d'examination	Support pour lampe
Type d'emballage	Pièce