

1540334 - HEINE Classic+ F.O pédiatrique 1 lame laryngoscope - 1 pc



Déscription

Les lames **HEINE Classic+ Paed F.O.** sont spécialement conçues pour l'**intubation néonatale et pédiatrique** et offrent une sécurité, une durabilité et des performances inégalées. Grâce aux **fibres optiques HEINE HiLite**, les lames fournissent un éclairage optimal pour les intubations endotrachéales, même chez les plus petits patients.

Avec la technologie innovante **HEINE smoothSURFACE**, les lames sont faciles à nettoyer, sûres pour les patients et résistantes jusqu'à **4000 cycles d'autoclave**. Chaque lame subit en outre un contrôle qualité rigoureux comprenant **51 étapes d'inspection** pour garantir une fiabilité maximale.

Sécurité pour les patients

- **HEINE smoothSURFACE** : simple, hygiénique et sûr pour le retraitement
- Aucun **incident nosocomial** jamais signalé avec les lames HEINE
- Risque réduit de blessures grâce aux surfaces arrondies et lisses
- **Rendement lumineux optimal** avec la fibre optique HEINE HiLite
- **Lame Paed unique** spécialement développée pour les nouveau-nés
- Chaque lame est inspectée individuellement (51 contrôles qualité)

Économique et durable

- **Garantie de 10 ans** – unique sur le marché pour les lames F.O.
- **4000 cycles d'autoclave** – durée de vie exceptionnelle
- **Économies** par rapport aux alternatives jetables et moins durables

- Processus de nettoyage et de flux de travail efficaces grâce à smoothSURFACE
- **Respectueux de l'environnement** – empreinte écologique nettement inférieure aux produits jetables

Compatibilité

- Compatible avec **tous les manches de laryngoscope conformes à la norme ISO 7376 (Green Standard)**

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.111
	Oui
sku	1540334
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	95 mm
Type d'emballage	Pièce
Type de lame	Paed