


1603901 - Tanita MC-780 MA P pèse-personne - Classe III - 270 kg - 1 pc



Déscription

L'analyseur de composition corporelle segmentaire à multifréquence Tanita MC-780MA P fournit une analyse instantanée de la santé et de la condition physique de vos clients. En outre, le MC-780MA P permet de suivre les progrès réalisés au fil du temps. Toutes les données de l'utilisateur peuvent être stockées et utilisées pour une analyse détaillée des tendances à l'aide du logiciel TANITA PRO.

Ce moniteur convivial est conçu comme un appareil interactif, permettant également aux clients d'effectuer facilement une mesure eux-mêmes, sans l'aide d'un spécialiste. Le moniteur convient donc parfaitement à une utilisation dans les salles de sport, bien que le MC-780MA P, certifié par les autorités médicales, soit très largement utilisable dans diverses spécialités médicales. Une analyse segmentaire complète de la composition corporelle est effectuée en 20 secondes et est facile à lire sur le double écran. Les résultats sont automatiquement enregistrés sur une carte SD ou transférés vers une imprimante, ce qui est pratique pour une consultation ultérieure.

L'écran peut être facilement incliné pour permettre des mesures confidentielles. Grâce à l'outil de définition des objectifs, vous pouvez fixer des objectifs personnels en consultation afin d'accroître la motivation et de suivre correctement les progrès d'un programme d'amaigrissement ou de remise en forme. Le MC-780MA P offre une précision clinique grâce à la technologie BIA à multifréquence et est également certifié pour une utilisation dans un environnement médical.

Spécifications

Marque	tanita
Dimensions du produit	L 360 cm, H 1165 cm, L 360 cm
sku	1603901
Mémoire	Oui
Indication de l'IMC	Oui
Poids max.	270 kg
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Analyseur médical de composition corporelle