

1559994 - Pennine - LY-3501 - Yankauer - 1 x 50 pcs



Déscription

Ces Link Yankauers sont des unités d'extraction droites et transparentes à utiliser avec un tuyau d'extraction. Pour l'aspiration générale et fine et l'aspiration de grands volumes. Double emballage stérile dans des paquets pelables individuels.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 25.5 cm
Stérile	Oui
sku	1559994
Diamètre sonde	Ch 12
Modèle	LY-3501
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte