

1551584 - Medlance Plus Lite - 25 G x 1,5 mm - violet - 10 x 200 pcs



Déscription

Medlance® Plus Lite est un dispositif parfait pour la surveillance du taux de glucose conçu pour les personnes ayant une peau normale. La profondeur de pénétration et la largeur de l'aiguille optimales garantissent un prélèvement sanguin efficace et un grand confort d'utilisation. L'aiguille 25G permet de minimiser les effets secondaires du prélèvement sanguin, comme la douleur ou les ecchymoses après le test.

Spécifications

Marque	HTL
Avec autopiqueur	Non
Longueur de l'aiguille	1.5 mm
sku	1551584
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	25 G x 1,5 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette de sécurité