

1606385 - Suprasorb® H pansement hydrocolloïde mince - 15 x 15 cm - stérile - 5 pcs



Déscription

Suprasorb® H pansement hydrocolloïde fin absorbe l'exsudate constitué d'une matrice hydrocolloïde absorbante apposée sur une couche vectrice respirante en polyuréthane. Le pansement offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau pour le traitement des plaies non-infectées à modérément exsudatives et superficielles. Permet une durée de port pouvant aller jusqu'à sept jours.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Film polyuréthane, hydroolloïde, papier plis silicone
Stérile	Oui
sku	1606385
Couches	3 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	15 x 15 cm
Type d'emballage	Boîte