

## 1609403 - Elibox - blister intérieur pour la BedBox patient - 1 pc



### Déscription

Avec la Elibox®, les aides personnelles sont toujours à portée de main. Des **blisters jetables** assortis sont disponibles pour **la boîte à patients Elibox®**, conçus pour un **usage unique**.

Ces blisters comportent des découpes spéciales permettant de fixer solidement les aides personnelles du patient.

Grâce à ces plateaux-blisters pratiques et jetables, les lunettes, appareils auditifs et prothèses dentaires peuvent être rangés de manière sûre et sécurisée.

### Spécifications

Marque	Wiegand
Composition	PET (polyethylene terephthalate)
sku	1609403
Type d'emballage	Pièce