

## 1560061 - Prestrol sonde d'aspiration avec finger tip control - CH14 - 48 cm - vert -s t rile - 1 x 100 pcs



### D scription

Pennine sonde d'aspiration assist e par le vide pour les proc dures d'aspiration orale, trach ale et endobronchique. A utiliser par raccordement   la source d'aspiration avec le tuyau d'aspiration Pennine, type FF. Les produits sont emball s individuellement de fa on st rile.

### Sp cifications

Marque	Pennine
St�rile	Oui
sku	1560061
Couleur	Vert
Diam�tre sonde	Ch 14
R�glementation Europ�enne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Bo�te