

## 1549969 - Linido assise douce avec ouverture devant - standard - noir - 1 pc



### Déscription

Siège de toilette souple avec devant ouverte. Ils conviennent à toutes les chaises de douche/toilettes, à l'exception des chaises Combi. L'assise avec ouverture devant permet de laver facilement les parties intimes du corps. Le matériau est une mousse de polyuréthane.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Linido                       |
| <b>SKU leverancier</b>           | LI0121.9040-00               |
| <b>sku</b>                       | 1549969                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |