

1005509 - Agani™ aiguilles - 23G x 1,1/4" - bleu - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles Agani™ de Terumo ont une pointe d'aiguille formée avec précision avec un revêtement en silicone.

La pointe acérée facilite la pénétration de la peau et contribue à minimiser les traumatismes. Le revêtement en silicone offre des propriétés de glissement et permet une insertion en douceur. Le diamètre de l'aiguille peut être identifié grâce au code couleur ISO de l'embout.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	AN*2332R1
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Embase: polypropylène + master batch• Canule: acier inoxydable• Colle: colle époxy• Lubrifiant: huile de silicone
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1005509
Bevel	Regular 11°
Couleur	Bleu
Dimensions	23G x 1 1/4"
Dimensions en mm	0,6 x 30 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Procedures d'injection	Sous-cutanées
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte