

1619615 - Theraflex™ putty Anti-Microbial - 113 gr - medium - rouge



Déscription

La Theraflex™ Putty peut être utilisée à la fois pour la rééducation et pour soulager le stress.

Elle est inodore, ne tache pas et ne laisse aucun résidu sur la main du patient.

De plus, la Theraflex™ Putty est non toxique, sans graisse, hypoallergénique et contient des agents antimicrobiens, ce qui en fait un produit très hygiénique et sûr à utiliser.

Elle est fournie dans la couleur/résistance sélectionnée, préemballée dans un contenant de 113 g.

Spécifications

| | |
|------------------|----------|
| Marque | MVS |
| Poids du produit | 0.113 kg |
| sku | 1619615 |
| Couleur | Rouge |
| Type d'emballage | Pièce |