

**1006879 - Seca 207 toise pour bébés - 7 jusqu'à 99 cm - montage mural possible - 1 pc**



## Déscription

Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable. Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise. La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>sku</b>	1006879
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Règle amovible et portable
<b>Plage de mesure</b>	7 - 99 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce