

1006879 - Seca 207 toise pour bébés - 7 jusqu'à 99 cm - montage mural possible - 1 pc



Déscription

Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable. Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise. La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Non
sku	1006879
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Règle amovible et portable
Plage de mesure	7 - 99 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce