

1623279 - Mocom autoclave S Classic 17L - 1 pc



Déscription

Le **S Classic de Mocom** offre une stérilisation puissante allée à une grande simplicité d'utilisation. Grâce à **cinq cycles** de stérilisation flexibles (**types S et N**), il est parfaitement adapté aux **instruments emballés comme non emballés**. L'écran tactile intuitif de **3,2"** permet une gestion facile de toutes les fonctions et une personnalisation des réglages pour une efficacité optimale. Disponible en 2 modèles, 17 où 22 litres.

Les **réservoirs d'eau intégrés**, équipés de capteurs de niveau, sont facilement accessibles via un panneau amovible. Le remplissage et la vidange s'effectuent sans effort grâce aux raccords rapides. Un raccord frontal offre une alternative au remplissage par le dessus, tandis que deux raccords supplémentaires permettent une vidange rapide des réservoirs.

Fonctions flexible

- **Départ différé** pour une meilleure planification
- **Séchage personnalisable** selon la charge
- **Cycles personnalisés** selon les besoins
- **Identifiant utilisateur** avec code PIN pour un accès sécurisé et un suivi d'utilisation

Avantages :

- **5 cycles de stérilisation** rapides pour différents type d'instruments
- **Écran tactile 3,2"** avec interface conviviale
- Entretien facile grâce à une gestion de l'eau accessible
- Appareil compact, fiable et performant au quotidien
- Données de cycle via **USB ou logiciel** : après chaque cycle, un rapport PDF est automatiquement enregistré. Il peut être téléchargé via USB ou transféré automatiquement avec le logiciel **DataSter**

Spécifications

Marque	Mocom
Poids du produit	46 kg
SKU leverancier	7AM00000
	Non
Produits similaires	Non
sku	1623279
Possibilité de connecter une imprimante	Oui
Dimension extérieure (L X H x P)	500 x 490 x 600 mm
Dimensions intérieures	250 x 350 mm
Autonomie	9 à 13 cycles
Réglementation Européenne	2014/68
Type d'emballage	Pièce
Volume	17 L