

1101712 - WelchAllyn brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - adultes - 1 pc



Déscription

Brassard velcro avec 1 tuyau pour les adultes à utiliser en combinaison avec les tensiomètres DS54, 55, 56, 65, 66.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66
Portée du brassard	22 - 32 cm
sku	1101712
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Taille du brassard	M
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro