

## 1544948 - Wasty double - 70 L - ouverture par pédales - 4 roues dont 2 avec frein - 1 pc



### Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	H 96 cm
<b>Roues</b>	Oui
<b>Pédale</b>	Oui
<b>sku</b>	1544948
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce