

1573627 - Dispenser box avec 25 pcs MoVeS bandes - résistance légère - jaune - 1 pc



Déscription

La bande d'exercice de **MoVes** en latex est de qualité supérieure contenant très peu de poudre (en pratique, moins de 2 mg/dm², donc officiellement sans poudre). Le procédé unique de fabrication Snap-Stop rend ce produit très résistant à la déchirure. Pendant les exercices de résistance, la bande MoVeS génère une tension positive et négative sur les muscles et améliore l'amplitude des mouvements, la force et la coordination des groupes musculaires.

Les 8 niveaux de résistance différents sont déterminés par l'épaisseur de la bande. Les bandes sont disponibles en 5 longueurs et sont accompagnées d'un manuel en couleur.

Niveaux de résistance:

- Niveau 1 - extra clair - beige
- Niveau 2 - léger - jaune
- Niveau 3 - moyen - rouge
- Niveau 4 - lourd - vert
- Niveau 5 - extra lourd - bleu
- Niveau 6 - spécial fort - noir
- Niveau 7 - super fort - argent
- Niveau 8 - ultra fort - or

Attention: Les couleurs de l'image peuvent différer des couleurs réelles.

Spécifications

Marque	MVS
sku	1573627
Couleur	Jaune
Type d'emballage	Pièce