

## 1605713 - Surgicel original - 5 x 35 cm - stérile - 10 pcs



## **Déscription**

L'hémostatique résorbable SURGICEL™ est un tissu tricoté résorbable stérile préparé par oxydation contrôlée de cellulose régénérée. Le tissu est blanc avec une dominante jaune pâle et a un léger arôme de caramel. Il est solide et peut être suturé ou coupé sans s'effilocher.

L'hémostatique SURGICEL™ est utilisé en complément des procédures chirurgicales pour contribuer à contrôler les hémorragies capillaires, veineuses et des petites artères lorsque la ligature ou d'autres méthodes traditionnelles de contrôle sont peu pratiques ou inefficaces.

## **Spécifications**

Marque	Ethicon
Composition	100 % cellulose oxydée régénérée
Stérile	Oui
sku	1605713
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe III
Taille	5 x 35 cm
Type d'emballage	Boîte