

1601722 - Keiser Air300 Leg Press



Déscription

L'Air300 Leg Press est extrêmement souple et constitue le choix idéal pour les applications sur le marché du sport et de la rééducation. La combinaison des mouvements unilatéraux et de la technologie pneumatique douce en fait l'appareil idéal pour l'entraînement en puissance.

La position assise réglable protège le bas du dos en le maintenant stable et permet un meilleur pré-étirement des muscles fessiers, ce qui les rend plus actifs pendant l'exercice. L'entrée facile et une grande amplitude de mouvement sont obtenues grâce à une butée mobile qui maintient les repose-pieds en place lors de l'entrée et de la sortie.

- Gamme de résistance accrue pour des entraînements fonctionnels plus intenses
- Grand écran qui montre la résistance, les séries et les répétitions
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 119.4 cm
SKU leverancier	002531BP
Résistance	0-709 kg
sku	1601722
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce