

1561295 - Texa® compresses non-tissées - non stériles - 7,5 x 7,5 cm - 10 x 100 pcs



Déscription

Les compresses non tissées Texa® sont des compresses souples et flexibles qui conviennent aux plaies et qui ont peu tendance à coller. Elles sont adéquate pour recouvrir les plaies et absorber le liquide de la plaie. Ces compresses non tissées ne s'effilochent pas et sont constituées d'un tissu non tissé doux et respectueux de la peau. Elles sont respirantes, très absorbantes et polyvalentes. Les compresses sont composées de 4 couches.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes
Stérile	Non
sku	1561295
Couches	4 couches
Quantité par emballage	10 x 100 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte