

1544087 - Renol sangle pelvienne pour ceinture de lit ou de fauteuil - 1 pc



Déscription

Conjointement utilisée avec la ceinture fauteuil sécurisée RFC47115 - 47140 ou la ceinture lit RFB10115-10140 - 09115 -09140 , elle évite au patient de glisser vers l'avant et assure de ce fait une sécurité supplémentaire : Evite de se coincer dans la sangle et de s'asphyxier en tentant de s'en dégager.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFP22000
Options nécessaires	1 serrure et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544087
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Ne s'applique pas