

## 1600005 - Linido chaise de douche hauteur 54 cm - blanc - 1 pc



### Déscription

La **chaise de douche avec revêtement HT de Linido** est spécialement conçue pour les environnements de soins et offre une sécurité, un confort et un soutien optimaux lors de la douche et des transferts. Grâce aux **accoudoirs ergonomiques**, une stabilité latérale ainsi qu'un soutien confortable sont garantis. Ces accoudoirs sont robustes et résistants à de fortes charges, y compris les forces générées lors de déplacements latéraux.

Caractéristiques :

- Design solide, compact et hygiénique pour un usage professionnel.
- Assise et dossier confortables, résistants à l'eau, avec évacuation intégrée.
- Accoudoirs ergonomiques, pliables individuellement, pour des transferts faciles.
- Construction robuste, résistante à l'eau, avec un cadre en tube robuste.
- Fabriquée à partir de matériaux durables : acier/acier inoxydable, textile et mousse de polyuréthane – résistants aux environnements humides.
- Facile d'entretien : nettoyage avec des produits ménagers standard.
- Haute capacité de charge : adaptée aux utilisateurs jusqu'à 200 kg.

Cette chaise de douche est idéale pour une utilisation dans les hôpitaux, centres de soins, établissements de réadaptation et soins à domicile, contribuant à la **sécurité et autonomie des patients** lors des routines d'hygiène personnelles.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>Dimensions du produit</b>	H 54 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2139.0004-02
<b>Composition</b>	RVS revêtu
<b>sku</b>	1600005
<b>Roues</b>	Non
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de toilette
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce