

1600005 - Linido chaise de douche hauteur 54 cm - blanc - 1 pc



Déscription

La **chaise de douche avec revêtement HT de Linido** est spécialement conçue pour les environnements de soins et offre une sécurité, un confort et un soutien optimaux lors de la douche et des transferts. Grâce aux **accoudoirs ergonomiques**, une stabilité latérale ainsi qu'un soutien confortable sont garantis. Ces accoudoirs sont robustes et résistants à de fortes charges, y compris les forces générées lors de déplacements latéraux.

Caractéristiques :

- Design solide, compact et hygiénique pour un usage professionnel.
- Assise et dossier confortables, résistants à l'eau, avec évacuation intégrée.
- Accoudoirs ergonomiques, pliables individuellement, pour des transferts faciles.
- Construction robuste, résistante à l'eau, avec un cadre en tube robuste.
- Fabriquée à partir de matériaux durables : acier/acier inoxydable, textile et mousse de polyuréthane – résistants aux environnements humides.
- Facile d'entretien : nettoyage avec des produits ménagers standard.
- Haute capacité de charge : adaptée aux utilisateurs jusqu'à 200 kg.

Cette chaise de douche est idéale pour une utilisation dans les hôpitaux, centres de soins, établissements de réadaptation et soins à domicile, contribuant à la **sécurité et autonomie des patients** lors des routines d'hygiène personnelles.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	H 54 cm
SKU leverancier	LI2139.0004-02
Composition	RVS revêtu
sku	1600005
Roues	Non
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Type d'emballage	Pièce