

## 1541612 - MoliCare® - Skin gel de bain - 500 ml - 1 pc



### Déscription

Un bain de soin pour un nettoyage en douceur des peaux irritées au panthénol et à l'huile d'amande, au pH cutané neutre.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Hartmann
<b>Ingrédients</b>	Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocami-dopropyl Betaine, Coco Glucoside, PEG-40 Sorbi-tan Peroleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Panthenol, Parfum (Fragrance), PEG-18 Glyceryl Ole-ate/Cocoate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid
<b>Tube</b>	Non
<b>Système de pompage</b>	Non
<b>sku</b>	1541612
<b>Contenu</b>	500 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce