

1558310 - Mosys chariot à linge - 15 compartiments - 2 rails telescopiques - 910 x 455 x 1750 mm - 1 pc



Déscription

Système MOSYS en acier chromé - système facile à monter sans outils - étagères réglables en hauteur tous les 25 mm.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 91 cm, H 175 cm
Profondeur du produit	455 mm
sku	1558310
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce