

1553146 - MoVeS Shoulder Tube Pulley - Medium Rouge - 1 pc



Déscription

La MoVeS Shoulder Tube Pulley est doté d'un tube fin, moyen ou épais. Chaque pack contient la résistance de tube sélectionnée, des poignées souples, une poulie et une fixation pour porte. Tout comme la MoVeS Shoulder Rope Pulley, cette poulie d'épaule à tube permet d'augmenter l'amplitude du mouvement de l'épaule. Elle peut être utilisée pour la prévention et la rééducation des blessures à l'épaule. Grâce à son tube de résistance, elle peut également être utilisée pour le développement de la force musculaire. Uniquement pour la rééducation.

Spécifications

Marque	MVS
sku	1553146
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce